Mezcla 14% He + 25% O₂ en N₂ (Medline)

Mezcla de gases medicinales

Designación / Etiquetado



Etiquetado del recipiente

Color de la ojiva: azul claro

Válvulas / racores

Conexión de la válvula cromada, RPV

Accesorios recomendados Spectromed



Especificaciones / formas de entrega			
	mezcla ppm	% Mezcla	
Composición individual			
Helio	-	14	
Oxígeno	-	25	
Nitrógeno	-	diferencia	
Contenedor / Contenido			
FO2 Aluminio		0,3	
			m³
F10 aluminio/acero	1,5	1,5	m³
F40 aluminio	6	6	m³
F50 aluminio/acero	7,5	7,5	m³

certificado Sí

Tolerancia HT +/- 5% rel. AT +/- 2% rel.

Notas

El contenido (m³) puede variar ligeramente en función de la composición. Estabilidad 12 meses, otras estabilidades bajo petición. Presión de llenado 150 bar.

Administrar bajo prescripción médica.